


抗原検査キットを無駄なく使うために

新型コロナウイルスの各種検査の陽性時期



（図の説明）

診断に使う PCR 検査はウイルス RNA 量を反映し、発症前から既に十分な量となり発症時には殆どが陽性となります。抗原キットで検出するウイルス抗原はウイルス蛋白など成分を反映し、発症時にはまだ少なく検出できません。しかし発症後は急速に増加するので、発症後半日から 1 日で検出可能となります。発症直後に抗原キットで検査を行うのではなく、少なくとも 8～12 時間、できれば 1 日程度待ってから検査を行うことで、検査キットを無駄にすることなくウイルスの検出が可能となります。キットを無駄なく使い、自宅での診断に役立ててください。

監修：鎌倉市医師会